

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 80 от 19 марта 2025г.

Заказчик: ООО «УМЭ»

Настоящий Паспорт Качества удостоверяет, что партия товара, отправленная по УПД № 80

№	Наименование изделия	Кол-во, шт.	Номер партии	Дата изготовления	Соответствие требованиям ТУ
1	Контейнер КБКС-125 для биоматериалов 125 мл с крышкой в индивидуальной упаковке СТЕРИЛЬНО (упак. 250 шт.) КБКС-125	115 000	2025/03	18.03.2025	Соответствует
2	Контейнер КБКШС-60 для биоматериалов 60 мл с крышкой, шпателем стерильный в индивидуальной упаковке (упак. 400 шт.) КБКШС-60	136 000	2025/03	18.03.2025	Соответствует

Контейнеры изготовлены и соответствуют требованиям ТУ 22.22.14-001-15903676-2019.

Регистрационного удостоверения РЗН РФ: № 2022/18405 от 29.09.2022. Обязательной сертификации и декларированию контейнеры не подлежат.

Инструкция по применению:

- После транспортирования контейнеров в условиях отрицательных температур, перед распаковкой, необходимо выдержать их в нормальных условиях не менее 2 часов.
- В начале работы выберите необходимый контейнер в соответствии с объемом образца и целью исследования и удалить упаковку
- На матовой площадке контейнера маркировать сведения о пациенте и другую необходимую информацию.
- Отвинтить крышку контейнера и поместить пробу внутрь (для твердых и полужидких образцов использовать ложку-шпатель)
- Тщательно закрыть крышку, поместить контейнер в переноску для транспортирования в лабораторию.
- При сборе мочи на анализ:
 - собирают утреннюю мочу у подготовленного соответствующим образом пациента,
 - вскрыть контейнер, начать мочеиспускание в унитаз и через 2-3 сек. подставить контейнер,
 - наполнить контейнер примерно на $\frac{3}{4}$,
 - плотно закрыть контейнер с пробой.
- При наличии в учреждении действующих документов по организации лабораторных исследований необходимо руководствоваться этими документами.

Транспортирование:

Контейнеры транспортировать в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Хранение:

Условия хранения контейнеров, исключающие воздействие прямого солнечного излучения, атмосферных осадков и агрессивных сред, в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69: при температуре от минус 30°C до плюс 50°C и относительной влажности до 80 % (при температуре плюс 20°C).

Срок хранения контейнеров – 3 года со дня стерилизации или упаковки.

Начальник ОТК



Гаврилова М.А.

Производитель:

Адрес

Телефоны, факс

МП

e-mail, сайт

ООО "ГЕНЕЗИС"

456317, Челябинская область,
г. Миасс, пр-кт Октября д. 66, оф. 101

Тел: 8-800-555-36-18



medbioproba@mail.ru
medbioproba.ru